



TITRETTE® ml 50

Cod. 22.9594.99

Buretta digitale dispensatrice modello TITRETTE ml 50

Descrizione

Con la buretta Titrette® per bottiglie è possibile titolare velocemente e in modo preciso anche in alloggiamenti chiusi, senza necessità di alimentazione elettrica - in laboratorio, in produzione o in campo.

Caratteristiche principali:

- Titolazione precisa entro i limiti di errore della Classe A.
- Per titolazioni sensibili, goccia a goccia.
- Nessuna commutazione tra riempimento e titolazione.
- Pulizia e sostituzione parti direttamente in laboratorio.
- Trasmissione dei dati direttamente al PC (OPZIONALE).

Lo strumento è dotato di quattro utili funzioni elettroniche aggiuntive che facilitano il lavoro tenendo premuto il tasto Clear e selezionando la funzione desiderata:

- Calibrazione con Easy Calibration.
- Impostazione della scadenza per la taratura.
- Risparmio energia con la funzione Auto Power Off.
- Impostazioni delle cifre decimali.

Parti fornite: buretta Titrette®, marcatura DE-M e certificato di rendimento, tubo di riempimento telescopico (170 -330mm), tubo di ricircolo, 2 batterie micro (AAA/UM4/LR03), 4 adattatori per bottiglia in PP (GL 45/32, GL 45/38, GL 45/S e GL 32/NS 29/32), 2 finestre a schermo colorate per ispezione.

Dati Tecnici

Volume siringa (ml)

50

| | |
|---------------------------------------|---|
| Risoluzione | 0,002 ml, di vol. di titolazione 0,01 ml |
| Accuratezza | $\pm 0,06 \div 30 \mu\text{l}$ (su 50 ml) |
| Riproducibilità | - |
| Volumi dispensati | 5-25-50 ml |
| Tempo di dispensazione | - |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | - |
| Dimensioni (LxPxH mm) | - |
| Peso (kg) | - |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE