

# 9501

Cod. 08.1930.00

Soluzione elettrolitica (KCl 3M + AgCl), 250 mL



## Descrizione

Questi elettroliti sono consigliati per eseguire misure su:

- Campioni con alto contenuto proteico.
- Campioni parzialmente organici.
- Campioni con oli.
- Campioni a bassa temperatura.

## Dati Tecnici

Composizione	KCl 3 M con AgCl
Volume (ml)	250
Utilizzo	con elettrodi a filo Ag/AgCl

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE