


KS400

Cod. 08.1900.00

Soluzione di pulizia degli elettrodi per campioni proteici/organici, 250 mL



Descrizione

Dati Tecnici

Composizione	pepsina, HCl 0,1 M (pH ?1)
Volume (ml)	250

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE