

M10

Cod. 09.3150.17



CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 10 2 VASSOI DA 96
PREASSEMBLATI

Descrizione

Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l'imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

Dati Tecnici

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Modello | M10 |
| Capillari pistoni | CP10 |
| Confezione | 2 vassoi 96 pezzi |

Varianti

| Codice | Prodotto | Modello | Capillari pistoni | Confezione |
|------------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 09.3150.17 | M10 | M10 | CP10 | 2 vassoi 96 pezzi |
| 09.3155.17 | M10 | M10 | preassemblati | 10 vassoi 96 pezzi |
| 09.3100.32 | M25 | M25 | CP25 | 200 pezzi (4x50) |
| 09.3100.45 | M50 | M50 | CP50 | 200 pezzi (4x50) |
| 09.3150.57 | M100 | M100 | CP100 | 2 vassoi 96 pezzi |

| | | | | |
|------------|-------|-------|---------------|-------------------|
| 09.3155.57 | M100 | M100 | preassemblati | 2 vassoi 96 pezzi |
| 09.3100.73 | M250 | M250 | CP250 | 200 pezzi (4x50) |
| 09.3100.88 | M1000 | M1000 | preassemblati | 200 pezzi (4x50) |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE