

# M10

Cod. 09.3150.17



CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 10 2 VASSOI DA 96  
PREASSEMBLATI

## Descrizione

Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l'imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	M10
<b>Capillari pistoni</b>	CP10
<b>Confezione</b>	2 vassoi 96 pezzi

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Modello</b>	<b>Capillari pistoni</b>	<b>Confezione</b>
09.3150.17	M10	M10	CP10	2 vassoi 96 pezzi
09.3155.17	M10	M10	preassemblati	10 vassoi 96 pezzi
09.3100.32	M25	M25	CP25	200 pezzi (4x50)
09.3100.45	M50	M50	CP50	200 pezzi (4x50)
09.3150.57	M100	M100	CP100	2 vassoi 96 pezzi

---

09.3155.57	M100	M100	preassemblati	2 vassoi 96 pezzi
09.3100.73	M250	M250	CP250	200 pezzi (4x50)
09.3100.88	M1000	M1000	preassemblati	200 pezzi (4x50)

---

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**