

# M10

Cod. 09.3155.17

CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 10 10 VASSOI DA 96  
PREASSEMBLATI



## Descrizione

Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l' imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	M10
<b>Capillari pistoni</b>	preassemblati
<b>Confezione</b>	10 vassoi 96 pezzi

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE