

M25

Cod. 09.3100.32

CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 25 CF 200



Descrizione

Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l' imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

Dati Tecnici

Modello	M25
Capillari pistoni	CP25
Confezione	200 pezzi (4x50)

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE