

EG100

Cod. 09.3501.27

Puntali universali modello Eppendorf Cristall capacità 0,5-10 µl sacchetti 1000 pezzi



Descrizione

I puntali "CDL Tips" sono prodotti con polipropilene di elevata qualità, sono idrorepellenti, di grande trasparenza per vedere bene il liquido aspirato, anche se minimo, chimicamente puri, non contengono additivi, i pigmenti usati sono privi di cadmio, il cono dei puntali è rifinito con grande accuratezza e si adatta perfettamente alla micropipetta, il foro è dimensionato con precisione, con un'apertura perfettamente centrata rispetto al pistone della micropipetta.

Dati Tecnici

Per micropipette tipo	Eppendorf, Discovery
Capacità (µl)	0,5÷20
Colore	neutro
Confezione	sacchetti da 1000
Modello	EG100

Varianti

Codice	Prodotto	Per micropipette tipo	Capacità (µl)	Colore	Confezione	Modello
09.3501.27	EG100	Eppendorf, Discovery	0,5÷20	neutro	sacchetti da 1000	EG100

09.7244.99	EG108	Eppendorf, Gilson P20, Discovery	2÷20	neutro	sacchetti da 1000	EG108
09.3503.88	EG105/N	Gilson, Nichiryo	50÷1000	neutro	sacchetti da 1000	EG105/N
09.3522.88	EG105N/RN	Gilson, Nichiryo	100÷1000	neutro	10 rack da 96	EG105N/RN
09.3520.88	EG101N/RN	Eppendorf, Discovery	50÷1000	neutro	10 rack da 96	EG101N/RN
09.3504.88	MM205	MLA	100÷1000	neutro	sacchetti da 1000	MM205
09.3501.95	EG501	Eppendorf, Discovery	1000÷5000	neutro	4 sacchetti da 250	EG501
09.3511.95	EG501/RN	Eppendorf, Discovery	1000÷5000	neutro	4 rack da 50	EG501/RN
09.3508.97	MP100	Discovery	neutro	2000÷10000	10 sacchetti da 100	MP100
09.7199.99	EG108/RN	Eppendorf, Gilson P20, Discovery	2÷20	neutro	10 rack da 96	EG108/RN
09.7232.99	EG111	Eppendorf,Gilson, Discovery	2÷200	giallo, graduato	sacchetto da 1000	EG111
09.3505.88	OV201	Oxford	100÷1000	azzurro	sacchetti da 1000	OV201
09.3502.75	EG107	Eppendorf, Gilson P200, Discovery DV200	20÷300	neutro	sacchetti da 1000	EG107
09.3521.75	EG107/RN	Eppendorf, Gilson P200, Discovery DV200	20÷300	neutro	10 rack da 96	EG107/RN
09.7249.99	MP200	Gilson electronic 10000, Biohit electronic	1000÷10000	neutro	10 sacchetti da 100	MP200
09.3503.17	GP110	Gilson P2-P10, Eppendorf, Discovery	0,1÷10	neutro	sacchetti da 1000	GP110
09.3511.17	GP110/RN	Gilson P2-P10, Eppendorf, Discovery	0,1÷10	neutro	10 rack da 96	GP110/RN
09.7253.99	GE200/RN	Universal per gel loader - STERILE	1÷200	neutro	10 rack da 96	GE200/RN
09.7385.99	EG303	Gilson P20-100-200, DiscoveryDV20-D V100-DV200	2÷200	giallo beveled	sacchetto da 1000	EG303
09.3502.96	EG500	Gilson, Socorex, Nichiryo	1000÷5000	Neutro	4 sacchetti da 250	EG500
09.3522.69	EG106/RN	Gilson, Nichiryo	2÷200	neutro	10 rack da 96	EG106/RN
09.3521.17	GP-10/RN	Gilson	0,1÷10	neutro	10 rack da 96	GP-10/RN
09.3511.27	EG100/RN	Eppendorf, Discovery	0,5÷20	neutro	10 rack da 96	EG100/RN
09.3501.69	EG102	Eppendorf, Discovery	2÷200	giallo	sacchetti da 1000	EG102

09.3502.69	EG103	Gilson, Nichiryo	5÷200	giallo	sacchetti da 1000	EG103
09.3511.69	EG102/RN	Eppendorf, Discovery	5÷200	giallo	10 rack da 96	EG102/RN
09.3521.69	EG303/RN	Gilson beveled, Nichiryo, Discovery	5÷200	giallo	10 rack da 96	EG303/RN
09.3513.69	EG102/N	Eppendorf, Discovery	5÷200	neutro	sacchetti da 1000	EG102/N
09.3512.69	EG102N/RN	Eppendorf, Discovery	5÷200	neutro	10 rack da 96	EG102N/RN
09.3503.69	EG106	Gilson, Nichiryo	2÷200	neutro	sacchetti da 1000	EG106
09.3502.17	GP-10	Gilson	0,1÷10	neutro	sacchetti da 1000	GP-10
09.3504.69	OM102	MLA	5÷200	neutro	sacchetti da 1000	OM102
09.3505.69	OM103	SlimLine Oxford	5÷200	neutro	sacchetti da 1000	OM103
09.3501.75	EG104	Biohit	2÷300	neutro	sacchetti da 1000	EG104
09.3511.75	EG104/RN	Biohit	2÷300	neutro	10 rack da 96	EG104/RN
09.3502.88	EG105	Gilson, Nichiryo	50÷1000	azzurro	sacchetti da 1000	EG105
09.3521.88	EG105/RN	Gilson, Nichiryo	50÷1000	azzurro	10 rack da 96	EG105/RN
09.3506.88	EG101	Eppendorf, Discovery	50÷1000	azzurro	sacchetti da 1000	EG101
09.3501.88	EG101/N	Eppendorf, Discovery	50÷1000	neutro	sacchetti da 1000	EG101/N
09.3511.88	EG101/RN	Eppendorf, Discovery	50÷1000	azzurro	10 rack da 96	EG101/RN

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE