

# GWF26

Cod. 22.A005.91

Lavavetreria SMEG modello GWF26 con sistema di asciugatura e seconda pompa peristaltica



## Descrizione

Lavavetrerie per laboratorio linea FLEXILOAD da 60 cm modello GWF26 con sistema di asciugatura e seconda pompa peristaltica per il lavaggio e la disinfezione di vetreria e materiale vario da laboratorio

Caratteristiche:

- lavaggio fino a 95 °C - disinfezione termica
- sistema di carico modulare per garantire una configurazione della camera altamente flessibile e personalizzabile in base alla forma, dimensione e tipologia della vetreria da lavare
- interfaccia utente touch on glass con ampio display grafico a colori, visualizzazione contemporanea su tre livelli autonomi dei parametri di funzionamento (programma, stato avanzamento, temperatura/tempo residuo/Ao/dosaggio peristaltiche, ecc.)
- fascia del frontalino display in vetro con display LCD e porta USB frontale per la connettività
- dotata di sistema di comunicazione visivo e acustico dell'operatività e degli allarmi
- programmi disponibili: 20 preimpostati 20 custom 1 per il service
- controllo elettronico a microprocessore dotato di 3 livelli di sicurezza per la modifica e la regolazione dei parametri
- memoria interna per la registrazione dei cicli di lavaggio e di parametri e allarmi
- dotata di software di connessione incluso per monitoraggio cicli e parametri, creazione di programmi personalizzati e download archivio
- vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L
- rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- n. 2 livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche
- sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro 98% DOP
- predisposizione per filtro assoluto HEPA H14 (art. AF4060)
- pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido
- pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido
- possibilità di installare 1 pompa peristaltica addizionale
- addolcitore incorporato ad alta efficienza a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- comunicazione a display dello stato di avanzamento del ciclo in corso
- possibilità di raffreddare l'acqua di scarico fino a 65°C
- blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore
- foro per entrata sonde di temperatura in vasca
- collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata, standard

- predisposizione per collegamento ad acqua calda opzionale (art. T4260AC)
- pompa di scarico a parete

Collegamento elettrico :  
collegamento elettrico standard: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max  
convertibile in monofase: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max  
convertibile in trifase senza neutro: 230V 3~ - 50Hz - 19A - 7 kW max

fornita senza carrelli

## Dati Tecnici

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Fasi programmabili             | 20 preimpostati + 20 custom + 1 per il service |
| Display                        | grafico a colori                               |
| Dimensione esterne (LxPxH mm)  | 900 x 605 x 850                                |
| Dimensioni interne (LxPxH mm)  | 527 x 520 x 555                                |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max                |
| Volume vasca                   | 152 litri                                      |

## Accessori/Correlati

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 23.A025.79 | CFL-I<br>CARRELLO BASE INFERIORE PER LAVAGGIO A INIEZIONE   |
| 23.A025.80 | CFL-S<br>CARRELLO BASE INFERIORE PER LAVAGGIO A IRRORAZIONE |
| 23.A025.81 | CFM-I<br>CARRELLO BASE INFERIORE PER LAVAGGIO A IRRORAZIONE |
| 23.A025.82 | CFM-S<br>CARRELLO BASE SUPERIORE PER LAVAGGIO A IRRORAZIONE |
| 23.A025.83 | MFL-8P<br>MODULO DI LAVAGGIO A 8 POSIZIONI                  |
| 23.A025.84 | MFL-20P<br>MODULO DI LAVAGGIO A 20 POSIZIONI                |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE