



# M-565

Cod. 22.7565.99

Apparecchio per il punto di fusione BUCHI modello M565

## Descrizione

Strumento per la determinazione visiva automatica di punti di fusione e/o ebollizione.

### Caratteristiche principali:

- Determinazione automatica per mezzo di una video camera digitale incorporata, che registra l'intero processo di fusione, visibile in seguito dall'operatore.
- Display grafico a colori e pannello comandi "touch and play" e ingrandimento 6x.
- Grande lente di ingrandimento 2,5 x illuminata.
- Determinazione simultanea fino a 3 campioni per il punto di fusione.
- Determinazione di 1 campione per il punto di ebollizione.
- Possibilità di selezione tra 9 livelli di gradiente termico.
- Memorizzazione di 50 metodiche personalizzate.
- Predisposto per il trasferimento dati ad una stampante seriale o per il collegamento a pc esterno tramite software optional.
- Conforme alle Farmacopee Eur. 6.1 2.2.60, USP XXI 741, JP XIV.

La dotazione standard include:

- 100 capillari per punto di fusione.
- 10 provette per punto di ebollizione.
- 10 capillari per punto di ebollizione
- 1 porta-campioni.
- 1 utensile per la pulizia.

Completo di software per la calibrazione e la verifica guidata e di kit di sostanze certificate per la calibrazione.

## Dati Tecnici

---

<b>Numero di campioni</b>	3 per punto di fusione + 1 per punto di ebollizione
<b>Temperatura massima (° C)</b>	400
<b>Accuratezza</b>	±0,3 (100° C) / ±0,5 (100÷250° C) / ±0,8 (250° C)
<b>Tempo di riscaldamento</b>	4 min
<b>Tempo di raffreddamento</b>	13 min
<b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>	190x370x200
<b>Peso (kg)</b>	4,5
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	230/60/150

---

## Accessori/Correlati

---

<b>23.7485.99</b>	M-569 Auto-impaccatore
<b>23.7584.99</b>	11055019 Kit di tre standard Büchi certificati per la verifica dei modelli M-560/M-565.
<b>23.7480.99</b>	17808 Capillari in vetro di alta precisione confezione da 100 pezzi

---

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE