

FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13



Cod. 05.7713.02

Filtri per siringa con tubetto di uscita WHATMAN PURADISC PVDF Ø 13 mm
porosità 0,2 µm conf. 50

Descrizione

Caratteristiche principali filtri per siringa **Whatman Puradisc**:

- Associano qualità superiore ed economicità.
- Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30).
- Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica).
- Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria.
- La chiusura senza materiali adesivi elimina eventuali contaminazioni del campione.
- Possono filtrare campioni fino a 10 ml, hanno un piccolo volume morto (< 25 ul) e sono disponibili con tubetto di uscita (opzionale).

Dati Tecnici

Diametro (mm)	13
Porosità (µm)	0,2
Materiale	PVDF
Tubetto di uscita	Si
Sterile	No
Confezione (pezzi)	50

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro (mm)	Porosità (µm)	Materiale	Tubetto uscita	di	Sterile	Confezione (pezzi)
05.7713.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PVDF	Sì		No	50
05.7913.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PVDF	No		No	100
05.8224.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PVDF	No		No	2000
05.9213.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PVDF	No		No	500
05.7913.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PVDF	No		No	100
05.8225.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PVDF	No		No	200
05.9213.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PVDF	No		No	500
05.9113.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PVDF	No		Sì	50
05.7513.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PTFE	Sì		No	50
05.8413.01	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,1	PTFE	No		No	100
05.8413.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PTFE	No		No	100
05.8226.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PTFE	No		No	200
05.8313.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PTFE	No		No	500

05.8413.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PTFE	No	No	100
05.8227.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PTFE	No	No	200
05.8313.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PTFE	No	No	500
05.8413.10	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	1	PTFE	No	No	100
05.8235.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	5	PTFE	No	No	100
05.8241.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,1	Nylon	No	No	100
05.8913.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	Nylon	No	No	100
05.9013.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	Nylon	No	No	500
05.8228.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	Nylon	No	No	2000
05.8913.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	Nylon	No	No	100
05.8229.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	Nylon	No	No	2000
05.9013.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	Nylon	No	No	500
05.8213.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PES	No	No	100
05.8213.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PES	No	No	100

05.8013.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	Polisulfone	No	Si	50	
05.8232.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	Polisulfone	No	Si	50	
05.8113.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	Polisulfone	No	No	500	
05.8230.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	Acetato cellulosa	di	No	No	100
05.8853.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	25	0,2	RC	No	No	1000	
05.8854.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	25	0,2	RC	No	No	200	
05.8855.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	25	0,2	RC	No	No	50	
05.8852.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	RC	No	No	500	
05.8851.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	RC	No	No	100	
05.8850.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	RC	No	No	500	

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE