

# US2020

Cod. 23.8630.99



Reattivo predosato ULTRASNAP per test su superfici, da utilizzare con il Bioluminometro System Sure Plus. I reattivi predosati evitano all'operatore di dover utilizzare pipette o flaconcini e permettono un'ottima ripetibilità delle misure. Possono essere conservati fino a 12 mesi in frigorifero o 1 mese a temperatura ambiente.

## Descrizione

Reattivo predosato ULTRASNAP per test su superfici, da utilizzare con il Bioluminometro System Sure Plus.

I reattivi predosati evitano all'operatore di dover utilizzare pipette o flaconcini e permettono un'ottima ripetibilità delle misure. Possono essere conservati fino a 12 mesi in frigorifero o 1 mese a temperatura ambiente.

## Dati Tecnici

Confezione (pezzi)

100

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**