

ES-20

Cod. 22.8392.99

Incubatore con agitazione orbitale BIOSAN modello ES-20



Descrizione

Incubatore con agitazione orbitale per applicazioni nel settore biologico. Circolazione forzata dell'aria all'interno di una camera in plexiglass trasparente. L'agitazione orbitale e la temperatura sono controllate da un microprocessore con impostazione su display digitale a due linee per l'impostazione e il controllo di temperatura, velocità e tempo.

Sono disponibili 5 piattaforme intercambiabili per l'utilizzo più appropriato nelle seguenti applicazioni: crescita colture cellulari, estrazioni di tessuti a temperatura fisiologica e altro.

L'unità è dotata del sistema direct drive che assicura grande affidabilità e stabilità in operazioni a lungo termine (fino a 30 giorni).

L'apparecchio viene fornito senza piattaforme.

Dati Tecnici

| | |
|--|-----------------------|
| Volume (l) | - |
| Temperatura (° C) | +25÷+42 |
| Uniformità di temperatura (° C) | ±0,5 |
| Velocità (rpm) | 50÷250 |
| Diametro orbita (mm) | 10 |
| Timer | 1 min- 96h / non-stop |
| Carico massimo (kg) | 2,5 |
| Dimensioni interne (LxPxH mm) | - |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Dimensioni esterne (LxPxH mm) | 340x340x435 |
| Peso (kg) | 13,2 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230/50/160 |

Accessori/Correlati

| | |
|-------------------|---|
| 23.8717.99 | UP-12 Piattaforma universale modello UP- 12 |
| 23.8757.99 | P-6/250 Piattaforma a 6 posti con clamps per beute da 250/300 ml. Dimensioni piattaforma 250x190 mm. |
| 23.8758.99 | P-12/100 Piattaforma a 12 posti con clamps per beute da 100/150 ml. Dimensioni piattaforma 250x190 mm. |
| 23.8759.99 | P-16/88 Piattaforma con molle per ospitare fino a 88 provette con diametro massimo di 30 mm (10-15-50 ml). Dimensioni piattaforma 275x205x75 mm. |
| 23.9367.99 | PP-4 Piattaforma liscia con tappetino in silicone antiscivolo per piastre di Petri, beute per coltura, cartine di agglutinazione |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE