

# PT-DA 05/2EC-E085

Cod. 23.9099.99

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 0,1-5 PT-DA 05/2EC-E085



## Descrizione

PT-DA 05/2EC-E085 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E

Volume trattabile (ml): 0,1÷5-Diametro statore (mm): 5-Diametro rotore (mm): 3 -Profondità di immersione (mm): 85 -  
Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L

- Qualsiasi operazione di dispersione standard.
- Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.
- Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA.
- Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
- Disagglomerazione di strutture cellulari.
- Intensa miscelazione.

## Dati Tecnici

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE