

# PT-DA 07/2EC-E107

Cod. 23.9100.99

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 0,3-10 PT-DA 07/2EC-E107



## Descrizione

PT-DA 07/2EC-E107 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E

Volume trattabile (ml): 0,3÷10 - Diametro statore (mm): 7 - Diametro rotore (mm): 5 - Profondità di immersione (mm): 107 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L.

- Qualsiasi operazione di dispersione standard.
- Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.
- Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA.
- Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
- Disagglomerazione di strutture cellulari.
- Intensa miscelazione.

## Dati Tecnici

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE