



# PT-DA 25/2FEC-E192

Cod. 23.9105.99

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 100-2500 PT-DA 25/2FEC-E192

## Descrizione

PT-DA 25/2FEC-E192 Utensile per dispersione per PT 2500 E, PT4000

Volume trattabile (ml): 100÷2500 - Diametro statore (mm): 25 - Profondità di immersione (mm): 192 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L.

- Qualsiasi operazione di dispersione standard in particolar modo per dimensioni di particelle e gocce da medio a fine.
- Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.
- Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA.
- Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
- Disagglomerazione di strutture cellulari.
- Intensa miscelazione.

\* Versione F: per dimensioni di particelle e gocce da medio a fine

## Dati Tecnici

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE