



# PT-DA 20/2XEC-E116

Cod. 23.9106.99

UTENSILE PER DISPERSIONE PER COMPRESSE, PILLOLE, SUPPOSTE PT-DA 20/2XEC-E116

## Descrizione

PT-DA 20/2XEC-E116 Utensile per dispersione per PT 2500 E, PT4000

Volume trattabile (ml): minimo 10 (in un contenitore da diam.mm. 22 il volume è sempre dipendente dal diametro del recipiente) - Diametro statore (mm): 20 - Profondità di immersione (mm): 116 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L .

x-Design:

- Geometria speciale per la dispersione di compresse e pillole o di supposte senza ostruire o incollare.
- Selezione di applicazioni.
- Frantumazione ultraveloce di compresse, pastiglie e supposte.
- Base per l'analisi dei principi attivi farmaceutici (API).

## Dati Tecnici

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**