

# MBA 500

Cod. 23.9124.99

MBA 500 Dispositivi di macinazione a lame con contenitore in vetro ml 500



## Descrizione

MBA 500 Dispositivi di macinazione a lame con contenitore in vetro ml 500. Dopo la lavorazione senza travasamento possono essere utilizzati per altri scopi in laboratorio. Sono semplicemente avvitati al gruppo lame tramite filetto in vetro su anello distanziatore. Tutte le parti sono adatte al lavaggio in lavavetriere e sono fatte di materiale inossidabile.

## Dati Tecnici

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**