

PT-DA 03/2EC-E050

Cod. 23.9129.99

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 0,05-2 PT-DA 03/2EC-E050



Descrizione

PT-DA 03/2EC-E050 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E

Volume trattabile (ml): 0,05÷2 - Diametro statore (mm): 3 - Profondità di immersione (mm): 50 -
Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316.

- Qualsiasi operazione di dispersione standard.
- Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.
- Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA.
- Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
- Disagglomerazione di strutture cellulari.
- Intensa miscelazione.

Dati Tecnici

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE