



# PT-DA 60/2EC-F250

Cod. 23.9148.99

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 300-30000 PT-DA 60/2EC-F250

## Descrizione

PT-DA 60/2EC-F250 Utensile per dispersione per PT 10-35 GT, PT 3100 D, PT 6100 D (solo F-Coupling)

Volume trattabile (ml): 300÷30000 - Diametro statore (mm): 60 - Profondità di immersione (mm): 250 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L - Temperatura max (°C): 90

- Qualsiasi operazione di dispersione standard.
- Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.
- Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA.
- Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
- Disagglomerazione di strutture cellulari.
- Intensa miscelazione.

## Dati Tecnici

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE