



Modello CERAMUS® CLASSIC

Cod. 09.7270.99

DOSATORI MANUALI CERAMUS® CLASSIC HIRSCHMANN CAPACITÀ
0,2-1,0 ML

Descrizione

Dosatori Ceramus® Classic Hirschmann®, per erogazione manuale direttamente dalla bottiglia del reagente. Disponibili in 6 differenti volumi, per erogazioni da 0,2 fino a 60 ml.

Materiali di qualità superiore, semplicità d'uso e comfort per l'utente rendono la routine di laboratorio più facile.

L'indicatore graduato e il regolatore di volume bloccabile garantiscono precisione costante e risultati riproducibili - assolutamente indipendenti dell'utente.

Il pistone erogatore è realizzato in ceramica di elevata qualità che sostituisce il sottile strato di Teflon® dei pistoni in vetro dei dosatori tradizionali e garantisce massimo livello di resistenza chimica e termica.

I dosatori Ceramus® Classic (GL32) vengono forniti completi di 3 adattatori A 28, S 40, A 45 (GL45).

Altre caratteristiche:

- Accuratezza: 0,6%, Precisione: 0,2%.
- Raccordo di aspirazione filettato.
- Rotazione libera attorno alla bottiglia di reagente.
- L'unità completa può essere sterilizzata a vapore a 121 °C senza smontaggio.
- Calibrati per tutta la loro durata.
- Forniti senza supporto e senza recipiente di raccolta (ordinabili come accessori).
- Forniti con certificato di qualità e conformità.

Dati Tecnici

Modello

CLASSIC

Capacità (ml)	0,2÷1,0
----------------------	---------

Divisione (ml)	0,05
-----------------------	------

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)
09.7270.99	Modello CERAMUS® CLASSIC	0,2÷1,0	0,05
09.7271.99	Modello CERAMUS® CLASSIC	0,4÷2,0	0,05
09.7272.99	Modello CERAMUS® CLASSIC	1,0÷5,0	0,10
09.7273.99	Modello CERAMUS® CLASSIC	2,0÷10,0	0,25
09.7274.99	Modello CERAMUS® CLASSIC	5,0÷30,0	0,50
09.7275.99	Modello CERAMUS® CLASSIC	10,0÷60,0	1,00

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE