

# BagMixer® 400 W

Cod. 22.5460.43

Omogeneizzatore INTERSCIENCE modello BAGMIXER® 400 W



## Descrizione

BagMixer® 400 W con sportello trasparente

Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile.

Nuova linea di BagMixer 400, moderna e completa che permette l' estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi.

Offre i seguenti vantaggi:

- Silenzioso

BagMixer omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica.

La camera del miscelatore rimane sempre pulita.

Le cellule sono meno danneggiate che con un Mixer

Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata.

- Biologicamente sicuro

Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d' alterazione o di contaminazione crociata.

I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza.

Accetta tutti i sacchetti da 80 a 400 ml.

- Semplice nella pulizia

Nessuna manutenzione sistematica dell' apparecchio.

Lo sportello può essere capovolto per le operazioni di pulizia.

Carrozzeria in acciaio inossidabile.

Partenza e fermata automatica.

Sportello a doppia sicurezza infrangibile.

- Flessibile

Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l' omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

## Dati Tecnici

<b>Capacità (ml)</b>	50÷400
<b>Timer</b>	30÷210 s / continuo
<b>Velocità (battute al secondo)</b>	8
<b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>	400x270x260
<b>Peso (kg)</b>	16,5
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	220/50/-
<b>Display</b>	no
<b>Caratteristiche</b>	sportello in vetro

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE