

# ACIDIMETRO DI CAZENAVE MODIFICATO MICONI

Cod. 01.5150.00

Acidimetro di Cazenave Miconi



## Descrizione

Acidimetro Cazenave modello Miconi per la determinazione dell'acidità volatile dei vini in vetro borosilicato.

L'apparecchio è completo di sostegno e pinze con la seguente parte in vetro:

- Matraccio Erlenmeyer ml 750 tarato a ml 350.
- Matraccio Erlenmeyer ml 200 tarato ml 120.
- Tubo bollitore con tubo estraattore con punte vigreux GS 18/9.
- Tubo adduttore due GS18/9.
- Refrigerante a doppia circolazione con GS 18/9.

## Dati Tecnici

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**