

TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI

Cod. 14.7076.99

EC X - GLUC AGAR (CHROMOGENIC E.COLI) (UNICHIM 1185) FLACONI PRONTI



Descrizione

EC X-GLUC AGAR (CHROMOGENIC E.COLI)

Per la determinazione di E.Coli con metodo cromogenico, soprattutto nelle acque (UNICHIM 1185); E.COLI sviluppa colonie verde blu.

Dati Tecnici

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo | flaconi pronti |
| Confezione | 6 x 100 ml |
| Caratteristiche | per acqua |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE