

# TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI E COLIFORMI

Cod. 14.7090.99

CHROMOGENIC COLIFORM AGAR PIASTRE 55 MM



## Descrizione

Sistema per la determinazione contemporanea di E. coli e coliformi con metodo cromogenico e/o fluorogenico.

### Caratteristiche:

- Metodo solo cromogenico con Chromogenic Coliform Agar, terreno selettivo e cromogenico per E. coli, colonie grigio-blu, e coliformi, colonie color salmone.
- Metodo misto: C-EC Agar, terreno selettivo, cromogenico e fluorogenico per E. coli, colonie verde-blu fluorescenti, e coliformi, colonie verde-blu.
- Disponibile anche come brodo, LSB X-Gal Mug, per la determinazione di E. coli, provette verde-blu fluorescenti, e di coliformi, provette verde-blu.

## Dati Tecnici

Tipo	piastre 55 mm
Confezione	30 piastre
Caratteristiche	metodo cromogenico

## Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Confezione	Caratteristiche
--------	----------	------	------------	-----------------

---

14.7090.99	TERRENICROMOGENICI ESCHERICHIA COLI E COLIFORMI	piastre 55 mm	30 piastre	metodo cromogenico
14.7092.99	TERRENICROMOGENICI ESCHERICHIA COLI E COLIFORMI	polvere	500 g	metodo misto
14.7093.99	TERRENICROMOGENICI ESCHERICHIA COLI E COLIFORMI	flaconi pronti	6 x 100 ml	metodo misto
14.7094.99	TERRENICROMOGENICI ESCHERICHIA COLI E COLIFORMI	piastre 55 mm	30 piastre	metodo misto

---

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**