

BOTTIGLIE HPDE CON TIOSOLFATO

Cod. 14.7173.99

Flacone sterile in HDPE per microbiologia ml 250 con sodio tiosolfato (10 mg)
confezione 280 pezzi



Descrizione

Bottiglie graduate sterili per il campionamento delle acque.

Le bottiglie per campionamento acque LP in HDPE polietilene alta densità e tappo sono prodotte esclusivamente con materie prime vergini e sono leggere, stabili e maneggevoli grazie alla sezione quadrata a spigoli arrotondati: ottimizzano il confezionamento ed il trasporto, riducendo sensibilmente lo spazio occupato.

Progettate per il campionamento delle acque da analizzare con le seguenti caratteristiche: sterilità, infrangibilità, tappo a vite con apertura a strappo contro i rischi di manomissione e una graduazione ogni 50 ml.

L'etichetta contiene tutte le informazioni per una facile rintracciabilità del campione come numero di lotto, data di scadenza, codice a barre e numero di identificazione.

La particolare forma quadrata delle bottiglie è il risultato di uno studio approfondito per raggiungere il loro uso più comodo e sicuro.

La bocca delle bottiglie è adeguatamente larga per prevenire il rischio di contaminazioni in fase di riempimento.

Sono sterilizzate a raggi gamma a 10^{-6} SAL: la sterilità è garantita fino al momento della rottura del sigillo di sicurezza e all'apertura del tappo.

Dati Tecnici

Capacità (ml) 250

Dimensioni (H mm) 138

| | |
|---|-----|
| Diametro tappo (mm) | 35 |
| Confezione (pezzi) | 280 |
| Predosate con sodio tiosolfato (20 mg) | SI |

Varianti

| Codice | Prodotto | Capacità (ml) | Dimensioni (H mm) | Confezione (pezzi) | Predosate con sodio tiosolfato (20 mg) |
|---------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 14.7173.99 | BOTTIGLIE HPDE CON TIOSOLFATO | 250 | 138 | 280 | SI |
| 14.7174.99 | BOTTIGLIE HPDE CON TIOSOLFATO | 500 | 153 | 120 | SI |
| 14.7175.99 | BOTTIGLIE HPDE CON TIOSOLFATO | 1000 | 196 | 72 | SI |
| 14.7176.99 | BOTTIGLIE HPDE SENZA TIOSOLFATO | 250 | 138 | 280 | NO |
| 14.7177.99 | BOTTIGLIE HPDE SENZA TIOSOLFATO | 500 | 153 | 120 | NO |
| 14.7178.99 | BOTTIGLIE HPDE SENZA TIOSOLFATO | 1000 | 196 | 72 | NO |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE