

# BagMixer® 400 S

Cod. 22.8652.99

Omogeneizzatore INTERSCIENCE modello BAGMIXER® 400 S



## Descrizione

BagMixer® 400 S con sportello in acciaio inox a velocità variabile

Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile.

Nuova linea di BagMixer® 400, moderna e completa che permette l' estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi.

Offre i seguenti vantaggi:

- Omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica.
- Finestra in acciaio inox.
- Illuminazione interna a LED.
- Esclusivo sistema di pulizia "Click & Clean"®
- Schermo multifunzione digitale.
- Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata.
- Biologicamente sicuro.
- Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d'alterazione o di contaminazione crociata.
- I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza.
- Accetta tutti i sacchetti da 50 a 400 ml.
- Semplice nella pulizia.
- Nessuna manutenzione sistematica dell' apparecchio.
- Lo sportello è completamente apribile (270°).
- Scozza in acciaio inossidabile.
- Partenza e fermata automatica.
- Sistema di chiusura Q-Thight®.

Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l' omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

---

## Dati Tecnici

<b>Capacità (ml)</b>	50÷400
<b>Timer</b>	1 s=60 min o ?
<b>Velocità (battute al secondo)</b>	4/6/8/10
<b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>	450x290x370
<b>Peso (kg)</b>	26
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	220/50/-
<b>Display</b>	sì
<b>Caratteristiche</b>	sportello in acciaio inox

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE